



HYDROISOTOP gmbh

Laboratorium zur Bestimmung von Isotopen in Umwelt und Hydrologie

Hydroisotop GmbH · Woelkestraße 9 · D-85301 Schweitenkirchen

Durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH
nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium



DAP-PL-3502.00

Beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz (StMUGV) nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001
gelistete Trinkwasseruntersuchungsstelle.

Probenahme für ^{13}C -Isotopenuntersuchungen an LCKW bzw. BTEX

Je Probe 3x 100 ml Headspace-Gläschen befüllen

1. Jede verwendete Glasflasche ist 2 – 3 mal mit dem Probenwasser zu spülen.
2. Danach wird der Probennahmeschlauch sofern möglich bis knapp über Flaschenboden eingeführt und die Flasche vorsichtig befüllt.
3. In jede Glasflasche 1 NaOH-Plätzchen zugeben.
4. Es soll ein geringes Luftvolumen von maximal 1 ml in der Glasflasche verbleiben.
5. Glasflasche mit Bördelkappen gut verschließen.
6. Testen, ob Verschlusskappe richtig sitzt. Wenn Kappe drehbar, dann mit Verschlusszange erneut verschließen, bis Kappe nicht mehr drehbar ist.
7. Bezeichnung der Entnahmestelle mit Entnahmedatum mit wasserfestem Stift vermerken.
8. Ist ein direkter Versand nicht möglich sollten die Proben kühl, falls möglich bei 4°C, und dunkel gelagert werden.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die Prüfgegenstände. Auch die nur ausschnittsweise Veröffentlichung der Ergebnisse bedarf der schriftlichen Zustimmung der HYDROISOTOP GmbH. Elektronisch übermittelte Daten besitzen keine Rechtswirksamkeit. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der HYDROISOTOP GmbH.

Sparkasse Pfaffenhofen / Ilm
BLZ 72151650, Kto.-Nr. 8 112 328
IBAN: DE20 7215 1650 0008 1123 28, BIC: BYLADEM1PAF
Raiffeisenbank Schweitenkirchen
BLZ 72160818, Kto.-Nr. 1 369 300
IBAN: DE55 7216 0818 0001 3693 00, BIC: GENODEF1INP

Geschäftsführer Dr. Lorenz Eichinger
Amtsgericht Ingolstadt
HRB Nr. 190354
Ust-ID-Nr. DE 128 953 441
St.-Nr. 124/128/90025
Zoll-Nr. 3063496

Telefon +49 (0)8444 928 90
0700 HYDROISO
Telefax +49 (0)8444 928 929
e-mail: info@Hydroisotop.de
Internet: www.Hydroisotop.de